

# GPG5: le principali novità

Un innovativo supporto informatico per il Medico di Medicina Generale che permette di valutare e migliorare i processi di cura con l'audit, l'intervento sul paziente e l'aggiornamento professionale (ECM).



**AUDIT**  
Indicatori  
Analizza e intervieni direttamente sui tuoi pazienti.

**REPORT E FAD**  
GPG Report  
Report degli obiettivi conseguiti con utili consigli per migliorarli.

**ESPLORA**  
Indicatori e Coorti personalizzati  
Creazione autonoma di indicatori e coorti di pazienti.

**GPG NETWORK**  
Progetti di Audit:  
**Asma Grave**  
Forma Associativa:  
**Gruppo VEGA Medica**  
Accordi e Progetti:  
**CdE Veneto**

**Carte del rischio**  
Risorse: ECM, Linee Guida e Letteratura  
GPG Dashboard

MediTutor • Malattie infiammatorie intestinali legate alla salute dei vasi sanguigni 11/10 • Cancro colon-retto: l'inattivazione di una proteina u

MilleGPG5 è il tuo alleato per migliorare la Governance Clinica e supportarti nell'aggiornamento professionale consentendoti di acquisire punteggio ECM. La nuova versione, perfezionata e migliorata nell'usabilità, offre nuove modalità di valutazione e intervento integrate con autorevoli risorse formative ed evidenze di letteratura.

# 1. Modalità unificata di audit e intervento

5

**V**alutazione, Audit e Intervento circa le principali patologie croniche. MilleGPG5 ti suggerisce su quali pazienti intervenire per valutare situazioni di criticità clinico-gestionali e condizioni di potenziale rischio clinico.

The screenshot displays the MilleGPG5 software interface. On the left, a vertical sidebar lists various clinical modules: Dashboard, Patologie (selected), Score (GPG e ITOT), Case-Mix, Prevenzione, Vaccinazioni, Screening, Appropriatezza, Rischio, and Ripulitura archivi. The main content area is titled 'Patologie' and 'Demenza'. It shows four audit indicators for dementia prevalence and related clinical data. A red arrow points from the bottom 'Analisi Criticità' section to the fourth indicator. The 'Analisi Criticità' section is titled '[C-DEMENZA04] Pazienti con diagnosi di Demenza e nessuna visita geriatrica e/o neurologica nell'intervallo +/- 6 mesi dalla data di diagnosi'. It lists 16 patients with their names, surnames, and demographic details.

Cognome	Nome	Sesso	Età	Data Nascita
Sandri	Luca	M	56	14/06/1963
Bianchi	Giovanna	F	64	05/03/1955
Verdi	Paolo	M	41	24/08/1978
Rossi	Marco	M	72	01/02/1947
Marzoli	Laura	F	65	12/05/1954

## 2. Formazione ECM personalizzata e interattiva

5

Un innovativo strumento per l'aggiornamento e la formazione scientifica (ECM). MilleGPG5 si integra con autorevoli riviste di letteratura medico-scientifica e con numerosi corsi di formazione ECM.

The screenshot shows the MilleGPG5 platform interface. On the left, a sidebar menu includes: Corsi ECM (selected), Linee Guida, Notizie dalla ricerca, Glossario diagnostico, Handouts per i pazienti, Prescrivere, and Riviste. The main content area shows a course titled 'BPCO: Come gestire il paziente in Medicina Generale' with two modules: A (Presentation) and B (Self-assessment). Module B includes a test with a checkbox for 'Test di Autovalutazione BPCO'. A red arrow points from the 'Notizie della ricerca' section of the sidebar to a news article about the FDA approving a new drug for BPCO. Another red arrow points from the 'Riviste' section of the sidebar to a news article about USPSTF guidelines for chronic obstructive pulmonary disease.

**MilleGPG5** SEMPLE PRACTICE MANAGEMENT

Home Semplice Patient Network Preferiti Servizi e Privacy Analisi 03/09/2019 ...

< > ECM, Linee Guida e Letteratura > Corsi ECM

**Corso BPCO**

**BPCO: Come gestire il paziente in Medicina Generale**

**MODULO A - Presentazione**

Presentazione a cura del responsabile didattico

Perché un corso sulla BPCO?

**MODULO B - Test di Autovalutazione**

Test di Autovalutazione BPCO

- Il Test ha lo scopo di stimolare la personale riflessione su alcune conoscenze basilari in tema di BPCO; attenzione: il test **NON** ha alcuna validità ECM ed è possibile eventualmente ripeterlo dopo averlo completato.

**MODULO C - Caso clinico didattico**

**Indicatori**

Pazienti con BPCO (Prevalenza) (Temporaliità: ever) 2,53%

e almeno una registrazione di spirometria (Temporaliità: ever) 38 persone

e fumatori con almeno una registrazione di spirometria (Temporaliità: 12 mesi) 5 persone 17 persone

e dato abitudine al fumo registrato (Temporaliità: 36 mesi) 34 persone 4 persone

**Linee Guida**

**Notizie della ricerca**

**Riviste**

**Handouts per i pazienti**

Inserisci le parole chiave della ricerca

**FDA approva un nuovo farmaco per la BPCO**

Data di pubblicazione: Agosto 2014 Linee Guida Pneumologia

Si chiama **olodaterolo** (Striverdi Respimat) ed è un nuovo farmaco broncodilatatore spray per inalazione approvato dall'FDA per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). "La disponibilità di questo nuovo farmaco da utilizzare anche per lunghi periodi offre un ulteriore opzione di trattamento per milioni di pazienti americani che soffrono di BPCO", ha detto Curtis Rosebaugh, direttore dell'Office of Drug Evaluation II in the FDA's Center for Drug Evaluation and Research.

La registrazione è avvenuta a seguito dei risultati del clinical trial di fase III condotto su 4.900 pazienti. Il farmaco Striverdi Respimat è distribuito da **Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.**, Ridgefield, Connecticut e non è prescrivibile per il trattamento dell'asma.

Comunicato stampa FDA:  
**FDA approves Striverdi Respimat to treat chronic obstructive pulmonary disease**

Inserisci le parole chiave della ricerca

**USPSTF: Linee guida sulle broncopneumopatie ostruttive croniche**

Data di pubblicazione: Aprile 2016 Linee Guida Pneumologia

Sono state aggiornate a cura dell' US Preventive Services Task Force le linee guida sullo screening delle broncopneumopatie ostruttive croniche. La pubblicazione è stata fatta sulla rivista **"Jama"**, il precedente documento era datato 2008.

Scarica e leggi il documento in full text:  
**Screening for Chronic Obstructive Pulmonary Disease US Preventive Services Task Force Recommendation Statement**  
US Preventive Services Task Force (USPSTF)  
**JAMA\_2016;315(13):1372-1377. doi:10.1001/jama.2016.2638.**

Editorial

### 3. Definizione personalizzata di indicatori e coorti

5

**C**rea in autonomia indicatori e coorti di pazienti in base alle tue necessità grazie ad una interfaccia grafica semplice e intuitiva.

**Nuova Coorte**

[Condizioni](#) [Anteprima](#) [Altre informazioni](#) [Esempio](#)

**Scegli le condizioni da applicare per la creazione della tua coorte.**

**E** Tutte le seguenti condizioni devono essere vere

- Età Da 0 a 120
- Sesso Maschi Femmine
- Patologie Senza Cerca Diabete Mellito 2
- Accertamenti Con Cerca almeno una registrazione di Familiarità diabete
- Terapie Con Cerca almeno una registrazione di Metformina

[Aggiungi Condizione](#) [Aggiungi Gruppo](#)

**Avanti →**

**Indicatori personalizzati**

[Importa un indicatore](#) [Crea un nuovo indicatore](#)

**Diabete Mellito 2**

Indicatore	Num / Den = Personale
Pazienti con DM2 e almeno una registrazione di BMI	145 / 180 = 81,00%
Pazienti con DM2 e almeno una registrazione di Emoglobina Glicata	10 / 180 = 6,00%
Pazienti con DM2 e almeno una registrazione dei polsi periferici	57 / 180 = 32,00%

**BPCO**

Indicatore	Num / Den = Personale
Pazienti con BPCO e fumatori con almeno una registrazione di spirometria	27 / 39 = 69,00%

**Diagramma di Venn**

C3 Pazienti con BMI (ultimi 2 anni, almeno una registrazione)  
C4 Pazienti con Emoglobina Glicata (ever, valore dell'ultima registrazione)  
C6 Pazienti con Consigli per attività fisica (ever, almeno una registrazione)

# 4. GPG Report

5



The image shows a screenshot of the GPG Report software interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Semplice', 'Patient', 'Network', 'Preferiti', 'Servizi e Privacy', 'Analisi' (with a date '13/09/2019'), and a 'Report Sintetico' button. The left sidebar has icons for 'Report Patologiche', 'Report Sintetico', and 'Report Economici'. The main content area features a 'GPG Report' logo and two sections: 'Appropriatezza Diagnostica e pulizia degli archivi' and 'Appropriatezza Terapeutica'. The 'Appropriatezza Diagnostica' section contains a note (Nota 13) about 1,508 patients and a note (Nota 79) about 5 patients. The 'Appropriatezza Terapeutica' section contains a note (Nota 13) about 7 patients and a note (Nota 79) about 5 patients. A large monitor in the background displays a similar interface, suggesting a multi-user environment.

**Appropriatezza Diagnostica e pulizia degli archivi**

- Net tuo archivio risultano attivi complessivamente **1.508 pazienti** (non revocati e non deceduti). Se tale numero fosse molto diverso rispetto a quello degli assistiti realmente in carico (come da elenchi regionali), ti consigliamo di effettuare una Ripulitura Archivi accedendo al modulo: [Indicatori->Ripulitura Archivi](#). Tale verifica è fondamentale per ottenere dati realistici negli indicatori di prevalenza.
- A tal proposito ti segnaliamo che GPG ha rilevato **45 pazienti** con alta probabilità che siano trasferiti, revocati o deceduti. Ti consigliamo di verificare!
- GPG ti segnala infine che **417 pazienti** potrebbero avere alcune patologie (rilevate in base all'assunzione di specifici farmaci) ma non risultano avere registrata in cartella la relativa codifica ICD9. Ti consigliamo una bonifica clinica accedendo al modulo: [Indicatori->Analisi inappropriatezze diagnostiche](#)

**Appropriatezza Terapeutica**

**Nota 13**

- GPG rileva inoltre **7 pazienti** che potrebbero essere trattati in modo inappropriate con Statine (in base alla nota 13 AIFA), inoltre risultano **313 pazienti** che in base ai criteri della stessa nota 13 potrebbero essere trattati con Statine e che attualmente non sono trattati con tale terapia.
- In particolare fai attenzione al fatto che a GPG risulterebbero **218 pazienti** in prevenzione secondo i criteri di trattamento in **321 pazienti** (meno di 5 confezioni). L'efficacia della terapia è praticamente nulla. Valuta la sorveglianza sull'aderenza terapeutica.

**Nota 79**


- Prevenzione primaria: valuta il trattamento di **5 pazienti**

**C**onsulta e ricevi per e-mail la sintesi degli obiettivi conseguiti e delle criticità gestionali, sia come report sintetico che per singola patologia.

## 5. Cruscotti dinamici di patologia

5

Valuta l'andamento statistico ed epidemiologico delle principali malattie croniche nel corso degli anni.



## 6. Modalità "paziente" avanzata (GPG Patient)

5

Analisi dei singoli pazienti integrata con gli indicatori di popolazione.

