

# SELF-SERVICE

## Uno strumento per “l’analisi fai da te” che permette di analizzare la popolazione dei propri assistiti e condividere il proprio lavoro con gli altri medici

### INTRODUZIONE

Una delle più innovative funzionalità del GPG, **Indicatori e Coorti personalizzati**, è stata sottoposta ad una profonda revisione e semplificazione. Nel nuovo GPG6 la funzionalità cambia nome e diventa Self-Service, uno strumento per “l’analisi fai da te”, estremamente versatile e potente, sempre a disposizione del medico.

Il nuovo modulo **Self-Service** (Fig.1), permette di analizzare la popolazione dei propri assistiti mediante la creazione di liste e/o indicatori personalizzati in modo semplice e intuitivo.

La nuova funzionalità **GPG Library**, arricchisce lo strumento, dando la possibilità di condividere con gli altri medici le proprie estrazioni/indicatori, diventando così patrimonio comune di tutti gli altri utenti di GPG.

### LISTE PERSONALIZZATE

Il tasto **Liste personalizzate**, permette di esplorare le informazioni mediante estrazione di liste di pazienti, ottenute impostando autonomamente criteri e/o condizioni di estrazione secondo le proprie esigenze.

Un esaustivo catalogo, in continuo aggiornamento, permette di poter selezionare una serie di condizioni appartenenti ai diversi domini di ricerca tra cui “diagnosi”, “terapie”, “esami di laboratorio”...etc e con tipo di registrazione in “Data” o “Valore” (Fig.2-3).

L’evoluzione rispetto alle versioni precedenti, è data dalla flessibilità nelle impostazioni delle condizioni, non più precalcolate.



Figura 1. Modulo Self-Service

**Catalogo**

Home

- CONTATTI
- DIAGNOSI
- ESENZIONI
- FAMILIARITA'
- OSSERVAZIONI
- PAZIENTI
- PROCEDURE
- RICOVERI
- SCORES
- TERAPIE
- VACCINI
- VISITE SPECIALISTICHE

**Elementi**  
Misurazioni fatte su un paziente attraverso un dispositivo o altro oggetto

Q fumo

- registrazione delle abitudini al fumo  
Tipo registrazione: ultima registrazione
- registrazione fumo accertato**  
Tipo registrazione: ultima registrazione con risultato
- registrazione fumo accertato anche passivo  
Tipo registrazione: ultima registrazione
- registrazione fumo non accertato  
Tipo registrazione: ultima registrazione con risultato

**Info**

Informazioni generali

Categoria: OSSERVAZIONI  
Codice: fumoacc\_d

Nome: A registrazione fumo accertato

Tipo di risultato: Data

Seleziona il tipo di condizione: Tipo registrazione: ultima registrazione con risultato

Concetti utilizzati  
Clicca sui concetti per visualizzare i codici di selezione

**OSSERVAZIONI**

- Abitudini al fumo
- Anamnesi tabaccologica

Selezione: [Data] "registrazione fumo accertato"

Figura 2. Catalogo condizioni

**Nuova lista di pazienti**

Q Esplora il catalogo

1 Condizione 2 Anteprima 3 Altre informazioni

**Scegli le condizioni da applicare per la creazione della tua lista di pazienti.**

E ☐ Escludi i valori selezionati (Tutte le seguenti condizioni devono essere vere)

- PAZIENTI sesso ☒ Maschi ☒ Femmine
- PAZIENTI età 45 0 120
- DIAGNOSI diagnosi di diabete mellito tipo 2 Uguale o prima del Data di analisi N
- PROCEDURE registrazione di emoglobina glicata Uguale o dopo il Data di analisi Meno N 12 Mesi
- PROCEDURE registrazione di emoglobina glicata Minore di Valore 53

Filtro Scegli dal catalogo

CONTATTI

- DIAGNOSI
- ESENZIONI
- FAMILIARITA'
- OSSERVAZIONI
- PAZIENTI

Prossimo

Figura 3. Creazioni di una lista pazienti




Figura 4. Liste personalizzate messe a confronto

Una volta create le liste, sarà possibile confrontarle tra loro: **Diagramma di Venn** (Fig.4-5).




Figura 5. Diagramma di Venn

## INDICATORI PERSONALIZZATI

Il tasto **Indicatori personalizzati**, apre un'altra funzione del modulo **Self-Service** che permette all'utente di creare indicatori personalizzati (scegliendo prima un Numeratore e poi un Denominatore tra le liste personalizzate) (Fig.6-7).

Gli indicatori del GPG misurano l'attività clinica e permettono di individuare le criticità nei processi di cura, in modo da correggerle e migliorare continuamente la qualità delle cure e la soddisfazione dei pazienti.




Figura 6. Modulo per la creazione di un nuovo Indicatore



Figura 7. Come personalizzare un indicatore

Al termine della selezione del Numeratore e del Denominatore, prima di salvare, è possibile scegliere se creare un **Indicatore** di criticità (Fig.8) oppure una **Prevalenza** (Fig.9).



Figura 8. Indicatore di criticità




Figura 9. Indicatore di prevalenza

## GPG LIBRARY

Il **tasto GPG Library** rappresenta la vera nuova funzionalità del software. Questo modulo permette di condividere gli indicatori e le liste personalizzate, in modo da renderli patrimonio comune a tutti i medici utilizzatori di GPG.

In tal modo ciascun membro della community

potrà avere a disposizione un'analisi con gli indicatori creati da altri colleghi (Fig.10).

Sono disponibili due categorie:

**Certificati** - liste e indicatori creati e certificati dal board scientifico di GPG

**Community** - liste e indicatori creati e pubblicati da medici utilizzatori di GPG




Figura 10. Modulo GPG Library

Ogni medico ha la possibilità di condividere con altri medici GPG, le proprie liste personalizzate/indicatori, scegliendo di **Pubblicarle su GPG Library** (Fig.11).




Figura 11. Modulo Liste personalizzate

Ogni medico ha la possibilità di monitorare i propri pazienti, utilizzando le liste personalizzate/indicatori condivisi nella Community e **Seguire** quelle di principale interesse (Fig.12-13).




Figura 12. Dettaglio di una lista personalizzata




Figura 13. Elenco Liste e Indicatori seguiti